



AuxQ Automated Processing

Stationäre Roboterzelle für Prä- und Postanalytik

ZENTRALE FUNKTIONEN

- Annahme von Proben als Schüttgut sowie Zentrifugation, Sortierung, Decapping und Füllstandsprüfung
- Autonome Probenverarbeitung mit dem AuxQ MR
- Automatisierte Probenübergabe per Schublade
- Optionale Rohrpostanbindung
- Leistung bis zu 200 bis 400 Tubes/h
- Konfigurierbare Workflows
- Herstelleroffene Systemanbindung

VORTEILE

- Skalierbare Labor-Robotik, individuell an die Anforderungen des Labors anpassbar
- Nahtlose Integration in bestehende Laborinfrastrukturen ohne bauliche Anpassungen
- Hohe Flexibilität durch modular aufgebaute Automatisierungslösungen
- Durchgängige Automatisierung von der Probenannahme bis zur Archivierung
- Entlastung von Laborpersonal durch Übernahme von Routineaufgaben und Durchsatzsteigerung



Ihr Labor. Unsere Lösung. Jetzt entdecken.



info@aem-mi.de

www.auxq.de



+49 (6676) 9216-730